



Vasos - Consumo

Termoformados de resinas de polipropileno de muy alta calidad, gracias a la cuidadosa selección de sus materias primas, al alto nivel de control en sus procesos productivos y por contar con maquinaria de muy alta productividad. Estos vasos van desde ½ hasta 32 onzas con diferentes acabados, transparentes y en colores blanco, amarillo, verde, rojo, rosado, lila, azul y naranja.

Dimensiones estándares

Código de Referencia	Descripción	Valores nominales(mm)				Unidades por paquete	Paquetes por caja	Unidades por caja
		Capacidad al desborde	Diámetro boca	Diámetro base	Alto			
V 1/2	Vaso de 1/2 onza	25	45.5	33.0	26.0	50	120	6000
V 1	Vaso de 1 onza	37	45.5	29.7	41.0	50	120	6000
V 1 RAYADO	Vaso de 1 onza	36	45.5	27.0	45.0	50	120	6000
V 2	Vaso de 2 onzas	65	53.1	34.5	53.0	50	90	4500
V 3	Vaso de 3 onzas	95	58.9	41.7	58.3	50	108	5400
V 3.5 ALTO	Vaso de 3.5 onzas TINTO	130	70.0	46.0	58.8	50	120	6000
V 3.5	Vaso de 3.5 onzas	120	70.0	46.3	52.3	50	120	6000
V COLERO	Vaso colero de 5 onzas	150	70.0	38.8	82.0	50	120	6000
V6 M3	Vaso de 6 onzas M3	195	70.0	45.0	88.0	50	120	6000
V6 M4	Vaso de 6 onzas M4	200	70.0	45.0	86.0	50	120	6000
V7 M1	Vaso de 7 onzas M1	210	70.0	44.0	93.0	50	120	6000
V7 M2	Vaso de 7 onzas M2	220	75.0	46.5	88.0	50	120	6000
V7 M3	Vaso de 7 onzas M3	195	70.0	45.0	88.0	50	120	6000
V7 M4	Vaso de 7 onzas M4	200	70.0	45.0	86.0	50	120	6000
V7 M5	Vaso de 7 onzas M5	218	70.0	42.7	100.8	50	120	6000
V 8	Vaso de 8 onzas	255	82.0	47.0	100.0	50	120	6000
V9 M2	Vaso de 9 onzas	270	70.0	46.0	116.0	50	100	5000
V 10	Vaso de 10 onzas	288	82.0	51.0	100.0	50	100	5000
V 10 EXP	Vaso de 10 onzas	288	82.0	51.0	100.0	50	100	5000
V 12	Vaso de 12 onzas	330	82.0	52.0	108.0	50	80	4000
V 13	Vaso de 13 onzas	400	95.0	55.0	105.0	50	80	4000
V 14	Vaso de 14 onzas	485	102.0	65.0	107.0	25	120	3000
V 16	Vaso de 16 onzas	570	102.0	64.0	125.0	25	90	2250
V 32	Vaso de 32 onzas	930	114.0	80.5	144.0	50	20	1000
V 32 EXP	Vaso de 32 onzas	1000	114.0	82.8	148.0	50	20	1000
V SALSERO	Vaso salsero	120	75.0	58.0	41.5	50	100/50	5000/2500
V GELATINERO	Vaso gelatinero	150	75.0	39.0	60.0	25	100	2500

Consideraciones importantes

Es recomendable almacenar este producto a la sombra y en ambiente libre de polvo y excesiva humedad.